

HAPPY KIDS Mundspülbecher Artikel-Nr.: 09030-KIDS



Material:	Polypropylen, mit abgerundetem Rand
Inhalt:	ca. 180 ml
Farbe:	weiß mit Bärchenaufdruck
Maße:	Höhe ca. 85 mm, Außendurchmesser oben ca. 70 mm, Innendurchmesser oben ca. 65 mm, Durchmesser Boden ca. 45 mm
Gewicht:	ca. 2,3 g
Verpackung:	Beutel mit 50 Stück 60 Beutel im Umkarton

09/18