

## COM-TeX Pore

Vliesstoff-Pflaster



COM-TeX Pore ist ein Verbandpflaster aus weißem, unelastischem Vlies und mit hautfreundlichem Kleber beschichtet. Das Rollenpflaster ist längs und quer reißbar, atmungsaktiv, wasserdampfdurchlässig und leicht mit dem Kugelschreiber zu beschriften. Mit blauer Anfangsmarkierung.

### Anwendungsgebiete:

- zur Fixierung von Kompressen (besonders bei Patienten mit empfindlicher Haut, z.B. Kinder, ältere Personen)
- zur Sicherung von Verbänden und Kanülen

### Bestellinformationen:

Breite	Art-N°	PZN	Länge	VE
1,25cm	117537	10285771	ca. 5m	18 St.
2,50cm	117549	10285788	ca. 5m	12 St.
5,00cm	117550	10285802	ca. 5m	6 St.

### Materialzusammensetzung:

Trägermaterial: 100% Vliesstoff, mikroporös


Kleber: 100% Polyacrylat-Kleber, hautfreundlich

### Spezielle Lagervorschriften:

First in - First out. Haltbarkeitsüberwachung.

Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung.

Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden.

<b>Dehnung ca. (in %):</b>	entfällt
<b>Sterilisation:</b>	unsteril
<b>waschbar bis:</b>	entfällt
<b>CE-Kennzeichnung:</b>	
<b>Zolltarifnummer:</b>	3005.1000
<b>Haltbarkeit:</b>	5 Jahre
<b>Klassifizierung:</b>	I unsteril
<b>Anhang:</b>	I und VII, nach RL 93/42 EWG
<b>Regel:</b>	1
<b>Produkt zum einmaligen Gebrauch</b>	ja

medichem Vertriebs GmbH  
Sandhof 8-10  
D-24768 Rendsburg

Fon: +49 (0)4331 - 72185  
Fax: +49 (0)4331 - 780946  
info@medichem-online.de  
www.medichem-online.de

Technische Daten sowie Toleranzangaben können bei Bedarf gesondert angefordert werden.