



Einteilige Guedel-Tuben

Mehr Sicherheit durch integrierten Beißblock



Sicher. Praktisch. Umweltfreundlich.

Erstmals seit 30 Jahren ist Intersurgical dank neuester Produktionstechniken ein Durchbruch im Guedel-Tuben-Design gelungen. Durch die Verbindung zweier Materialien mit ganz unterschiedlichen physischen Eigenschaften, konnten wir auf den konventionellen separaten Beißblock verzichten.


Lose oder separate Beißblocks stellen eine reale Bedrohung für die Sicherheit des Patienten dar und wurden in der jüngsten Vergangenheit immer wieder Gegenstand von Gefahrenhinweisen. Das einteilige Design des Intersurgical Guedel-Tubus beugt dieser Gefahr vor. Die weiche Spitze reduziert das postoperative Traumarisiko für Patienten.

Die einteiligen Guedel-Tuben gehören zu unserer wachsenden umweltfreundlichen Eco-Produktgruppe und sind komplett PVC-frei.




Bestellinformation

Artikelnr.: 1000035	Größe 000 (3.5)		25	
Rosa				
Artikelnr.: 1100050	Größe 00 (5.0)		25	
Blau				
Artikelnr.: 1110055	Größe 0 (5.5)		25	
Grau				
Artikelnr.: 1111065	Größe 1 (6.5)		20	
Weiß				
Artikelnr.: 1111570	Größe 1.5 (7.0)		100	
Gelb				
Artikelnr.: 1112080	Größe 2 (8.0)		100	
Grün				
Artikelnr.: 1113090	Größe 3 (9.0)		80	
Orange				
Artikelnr.: 1114100	Größe 4 (10.0)		80	
Rot				
Artikelnr.: 1115120	Größe 5 (12.0)		70	
Violett				



1000035



1112080

Weitere Informationen

www.intersurgical.de

Neun Größen decken alle Patienten-Bedürfnisse ab

Einteiliges Design ohne ablösbaren inneren Beißblock



Weiche Gummispitze reduziert das Traumarisiko

Klare Farbcodierung erleichtert Wahl der richtigen Größe