


**Produktdaten**
**Medi-Müll Entsorgungsboxen**


Aus sonnengelbem Polypropylen, kadmiumpf, mit grünem Deckel, fest verschließbar; mit praktischen Abstreifhilfen für Kanülen, Vacutainer, Skalpelle, Pipetten, Insulinspritzen

**Medi-Müll 1,5 Liter**

Maße: Höhe 152 mm  
 Ø Deckel 143 mm  
 Ø Boden 108 mm

Ref.-Nr. 16653	Set mit 100 Boxen
Ref.-Nr. 15501	Set mit 20 Boxen
Ref.-Nr. 4778	Set mit 20 Boxen für Variocar (mit Befestigungsmaterial)
Ref.-Nr. 4780	Set mit 20 Boxen für Hospicar oder Wand (mit Befestigungsmaterial)
Ref.-Nr. 13919	Set mit 20 Boxen für swingo / swingo-visit (mit Befestigungsmaterial)
Ref.-Nr. 18050	Set mit 20 Boxen für keo (mit Befestigungsmaterial)
Ref.-Nr. 20190	Set mit 20 Boxen für toro (mit Befestigungsmaterial)

**Medi-Müll 2,5 Liter**

Maße: Höhe 242 mm  
 Ø Deckel 143 mm  
 Ø Boden 108 mm

Ref.-Nr. 16654 Set mit 45 Boxen

**Medi-Müll 0,5 Liter**

Maße: Höhe 110 mm  
 Ø Deckel 98 mm  
 Ø Boden 79 mm

Ref.-Nr. 16655 Set mit 170 Boxen

Einmalnutzung, Zuführung Sondermüll