Produktdatenblatt



COM-TEX Haftbinde/glatt

kohäsive, elastische Fixierbinde, glatt



COM-TeX Haftbinde/glatt ist eine kohäsive, elastische Fixierbinde mit feiner Struktur und universellem Einsatzbereich. Sie lässt sich faltenfrei anlegen (gut modellierbar) ohne abzuschnüren und ist dabei wirtschaftlich, da nur wenige Bindetouren benötigt werden. Die Binde haftet auf sich selbst aber nicht auf der Haut bzw. Haaren. Verbandklammern werden nicht benötigt. Farbe: weiß Auch in rot, gelb, grün, blau, schwarz und lila erhältlich.

Anwendungsgebiete:

- zum schnellen Fixieren von Kompressen, Wundauflagen, Salbenverbänden und für Cast-Schienen
- zum Fixieren, Stützen und Entlasten z.B. bei Verstauchungen, Verrenkungen oder nach Gipsabnahme
- erschwert als Unterzug das Verrutschen von Kompressionsverbänden

Bestellinformationen:

Breite	Art-N°	PZN	Länge	VE
4cm	157787	03085876	ca. 20m	1 St.
6cm	157788	03089058	ca. 20m	1 St.
8cm	157789	03089609	ca. 20m	1 St.
10cm	157790	03089615	ca. 20m	1 St.

(Länge gedehnt)

Materialzusammensetzung:

39% Viskose 61% Polyamid

Beschichtung: Latex-Punktbeschichtung

Spezielle Lagervorschriften:

First in - First out. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und –türen vermeiden. Haltbarkeitsüberwachung.

Zolltarifnummer: 3005.9050
Haltbarkeit: 3 Jahre
Klassifizierung: I unsteril

Anhang: I und VII, nach RL 93/42 EWG

Regel: 1

Produkt zum einmaligen Gebrauch ja

Fon: +49 (0)4331 - 72185 Fax: +49 (0)4331 - 780946 info@medichem-online.de www.medichem-online.de