

# PRODUKTDATENBLATT

## Helimatic® Cleaner enzymatic NF

Flüssiger Enzymreiniger zur Aufbereitung von flexiblen Endoskopen



Enzymatischer Flüssigreiniger (chemische Prozesschemikalie) für die maschinelle Aufbereitung von flexiblen Endoskopen in einem Reinigungs- und Desinfektionsgerät für Endoskope (RDGE) sowie für thermostabile Materialien im RDG.

### Eigenschaften

- Flüssiger Enzymreiniger
- Patentierte, innovative Enzym-Wirkstoffkombination für optimierte Reinigungsleistung
- Hervorragendes selbsttätiges Reinigungsvermögen speziell gegenüber Blut- und Eiweißverschmutzungen
- Zur Aufbereitung von thermolabilen und thermostabilen Materialien
- Besonders geeignet bei schwer zugänglichen Stellen von Geräten mit komplizierter Geometrie
- pH-neutral und sehr materialschonend gegenüber Kunststoffen und metallischen Oberflächen

Artikelbezeichnung	Artikelnummer
Helimatic® Cleaner enzymatic NF, flüssiger Enzymreiniger zur Aufbereitung von flexiblen Endoskopen, Kanister 5 l	18558
Helimatic®Cleaner enzymatic NF, Fass 200 l	18560