

Mobilität und Qualität sind jetzt *one*. Das neue HEINE DELTA*one* Dermatoskop.



30
YEARS
1st DERMATOSCOPE

 **Co-med**
Fachhändler



Außen klein. Innen ganz groß.

Das neue HEINE DELTAone Dermatoskop.



Extrem scharfe
Abbildung
mit neuem
achromatischen
HEINE
Optiksystem

Schneller
Wechsel von
Kontakt- zu
kontaktloser
Untersuchung

Passt in jede
Kitteltasche

Blend- und
reflexionsfreies
Arbeiten durch
Polarisation

LED^{HQ}
LED JETZT IN HEINE QUALITÄT.
Hervorragende
Farbtreue aufgrund
LED^{HQ}


Digitale Dokumentation
mit exklusiver HEINE
DERM App oder mit
dem HEINE Cube
System*

- **Kristallklare Abbildung**, egal ob Sie lieber nah oder mit größerem Abstand arbeiten
- **Sichtfeld mit echten 21 mm** (Linse 22mm) Ø
- **Helligkeit nach Wunsch**: 3 Lichtstärken
- **Komfortable Reinigung mit Sprühdeseinfektion** möglich
- **10fache Vergrößerung**
- **Keine Kreuzkontamination**: autoklavierbare Kontaktscheibe mit Skala
- **Dioptrienausgleich**
- **Auf Knopfdruck zwischen polarisiertem und nicht-polarisiertem Licht wechseln** = Toggle Funktion.
Mehr unter heine.com/de/Toggle

- **Akku mit Li-ion Technologie**: kein Memory-Effekt, bedenkenloses Aufladen ohne Rücksicht auf den Ladezustand
- **Kleine Kontaktscheibe** für schwer zugängliche Stellen
- **3 Möglichkeiten der digitalen Dokumentation**:
 - Mit der exklusiven HEINE Derm App via iPhone** ab Version 6: Bodymap, Patientenordner, E-Mailfunktion und vieles mehr
 - Kabellos mit dem HEINE Cube System für bis zu 10 Ärzte und HEINE Dermatoskope
 - Einfache Digitalaufnahmen mit vielen gängigen Smartphones

DELTAone Standard Edition (schwarz-silber) mit Kontaktscheibe mit Skala, USB Kabel mit med. zugelassenem Steckernetzteil, Etui	K-210.28.305
DELTAone White Edition (weiß-silber) mit Kontaktscheibe mit Skala, USB Kabel mit med. zugelassenem Steckernetzteil, Etui	K-211.28.305

· **Zubehör und weitere Artikel unter heine.com/de/DELTAone**



Co-med
Fachhändler

Sie haben Fragen zu dem Produkt?
Ihr Co-med Fachhändler informiert Sie gern.



*Nicht in allen Ländern verfügbar.
**Das Apple iPhone ist nicht im Lieferumfang enthalten. Apple, das Apple Logo und iPhone sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragene sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc.

Technische Änderungen vorbehalten.
© 2020 HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten.