



QuikRead go[®] Produkte

*Ihr neuer Standard in der CRP-
Diagnostik & im Darmkrebscreening*

- Zuverlässig und sicher in Laborqualität
- Schnell und einfach durchzuführen

QuikRead go[®] erhältlichliche Tests

Ihr neuer Standard in der CRP-Diagnostik & im Darmkrebscreening



QuikRead go[®]-System

QuikRead go[®] ist ein vollautomatisches, zuverlässiges und anwenderfreundliches System zur Durchführung von diagnostischen Schnelltests.

Produkt	Artikel-Nr.
QuikRead go [®] -System	07 275 986 001



QuikRead go[®] CRP

QuikRead go[®] CRP ist ein einfacher Test zur quantitativen Bestimmung des C-reaktiven Proteins (CRP) in Vollblut, Serum oder Plasma von 5–200 mg/l. Der Test entspricht den Richtlinien der Bundesärztekammer (RiliBÄK)

Produkt	Artikel-Nr.
QuikRead go [®] CRP 50 Tests einschließlich Kapillaren und Stopfen	07 276 036 001
QuikRead go [®] CRP-Kontrolllösung	07 276 168 001



QuikRead go[®] Strep A

QuikRead go[®] Strep A ist ein einfacher qualitativer Test zum Nachweis von *Streptococcus pyogenes* im Rachenabstrich, wenn eine Streptokokken-A-Pharyngitis (Tonsillitis) vermutet wird.

Produkt	Artikel-Nr.
QuikRead go [®] Strep A, 50 Tests einschließlich Kontrolllösung	07 276 109 001



QuikRead go[®] iFOBT

Der QuikRead go[®] iFOBT Test dient zur quantitativen Bestimmung von okkultem Blut im Stuhl auf immunologischer Basis. Der Messbereich reicht dabei von 15µg/g–200µg/g bzw. 75–1000 ng/ml.

Produkt	Artikel-Nr.
QuikRead go [®] iFOBT Kit (50 Tests & 50 Probenahmesets)	08 382 549 001
QuikRead go [®] iFOBT Kontrolle positiv	07 276 192 001

Roche Diagnostics Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim

QuikRead go[®] ist eine Marke der Orion Diagnostica Oy

© 2017 Roche Diagnostics.
Alle Rechte vorbehalten.

www.roche.de

© 0817